




Zubehör  
Accessories

Ultrasonic  
Cutting &  
Coagulation  
(55 kHz)

07/2007







INNOVATIVE SURGERY

Söring GmbH Medizintechnik  
Justus-von-Liebig-Ring 2  
D- 25451 Quickborn  
GERMANY

-  : +49 (0) 4106-6100-0
-  : +49 (0) 4106-6100-10
-  : [info@soering.com](mailto:info@soering.com)
-  : [www.soering.com](http://www.soering.com)

Ihr Vertriebspartner:

*Your Distributor:*

## Inhalt

### Content

#### INHALT

Inhalt .....	2
SONOCA-Instrumente – Allgemeine Informationen.....	4
Verwendete Symbole und Abkürzungen .....	4
SÖRING Ultraschall-Schere, 5 mm x 390 mm, 96-K23.....	5
SÖRING Ultraschall-Schere, 5 mm x 300 mm, 96-K20.....	6
SÖRING Ultraschall-Schere, 5 mm x 170 mm, 96-K21 .....	7
SÖRING Ultraschall-Schere, 5 mm x 75 mm, 96-K22.....	8
SÖRING Ultraschall-Haken, 5 mm x 300 mm, 96-K30 .....	9
SÖRING Ultraschall-Haken, 5 mm x 170 mm, 96-K31.....	10
SÖRING Ultraschall-Schere, 10 mm x 300 mm, 96-K01 .....	11
SÖRING Ultraschall-Schere, 10 mm x 170 mm, 96-K02.....	11
SÖRING Ultraschall-Haken, 10 mm x 300 mm, 96-K10.....	12
SÖRING Ultraschall-Haken, 10 mm x 170 mm, 96-K11 .....	12
Lagerungs und Sterilisationslösungen.....	13
Wartungszubehör .....	14
Fußschalter .....	15
Gerätewagen und Zubehör .....	16
Kabel und weiteres Zubehör .....	18
Prüfmittel .....	19
Notizen.....	20

**Inhalt****Content****CONTENT**

Content .....	3
SONOCA-Instruments – General Information .....	4
Used Symbols and Abbreviations.....	4
SÖRING Ultrasonic-scissor, 5 mm x 390 mm, 96-K23.....	5
SÖRING Ultrasonic-scissor, 5 mm x 300 mm, 96-K20.....	6
SÖRING Ultrasonic-scissor, 5 mm x 170 mm, 96-K21 .....	7
SÖRING Ultrasonic-scissor, 5 mm x 75 mm, 96-K22.....	8
SÖRING Ultrasonic-hook, 5 mm x 300 mm, 96-K30 .....	9
SÖRING Ultrasonic-hook, 5 mm x 170 mm, 96-K31.....	10
SÖRING Ultrasonic-scissor, 10 mm x 300 mm, 96-K01 .....	11
SÖRING Ultrasonic-scissor, 10 mm x 170 mm, 96-K02.....	11
SÖRING Ultrasonic-hook, 10 mm x 300 mm, 96-K10.....	12
SÖRING Ultrasonic-hook, 10 mm x 170 mm, 96-K11.....	12
Storage and Sterilisation Solutions .....	13
Maintenance accessories .....	14
Footswitches.....	15
Trolleys and Accessories .....	16
Cables and further Accessories.....	18
Test equipment.....	19
Notes .....	20

## SONOCA-Instrumente – Allgemeine Informationen

### SONOCA-Instruments – General Information

**Material:** Sonoca®-Instrumente sind aus strapazierfähigen Titan-Legierungen und High-Tech Kunststoffen hergestellt & toxikologisch unbedenklich.

**Verwendbarkeit:** Sonoca®-Instrumente sind zum schneiden und koagulieren von Gewebe geeignet.

**Alle Ultraschall-Handstücke werden über Fußschalter aktiviert!**

**Lieferung erfolgt ohne Anschlusskabel**

**Mindestauftragswert: 50 € ansonsten Mindermengenaufschlag: 15% des Warenwertes**

**Ausgediente und/oder defekte Instrumente nehmen wir selbstverständlich zum Recyceln zurück !**

**Grundsätzlich sind alle aufgelisteten Produkte maschinenwaschbar bei 93°C und autoklavierbar bei 134°C.**

**Nur extra ausgewiesene Produkte sind nicht sterilisierbar!**

*Material: Sonoca®-handpieces are made out of durable titanium alloy and high tech artificial material and are non toxic.*

*Implementation: Sonoca®-instruments are usable for cutting and coagulation of tissue*

*All ultrasonic-handpieces are footswitch controlled!*

*Will be delivered without connective cable.*

*Minimum order value: 50 € otherwise an extra 15% of the invoice amount will be charged for less order value*

*We accept worn out or defective instruments for recycling!*

*Generally all product are machine-washable at 93°C and autoclavable at 134°C.*

*Only a few extra marked products are not sterilizable!*

## Verwendete Symbole und Abkürzungen

### Used Symbols and Abbreviations



Material ist bei 134°C autoklavierbar

*Material is autoclavable at 134°C*



Material ist bei 93°C maschinenwaschbar

*Material is machine washable at 93°C*



Material wird unsteril geliefert

*Material will be delivered non sterile*



Material ist zur EINMALIGEN Verwendung

*Material is for SINGLE USE ONLY*







Material ist Latex frei

*Material is Latex free*

**SÖRING Ultraschall-Schere, 5 mm x 390 mm, 96-K23****SÖRING Ultrasonic-scissor, 5 mm x 390 mm, 96-K23**

Kompatibilität: SONOCA-190 / -300 / -400  
 Compatibility:





Best.-Nr: **96-K23**  
 Order No:

Frequenz	Gewicht	Arbeitslänge	Außen-Ø	Trokar-Ø	Aktivierung
Frequency	Weight	Working length	Outer-Ø	Trocar-Ø	Activation
<b>55 kHz</b>	<b>283 g</b>	<b>390 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>6 mm</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>
			Länge Length		
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente Connective cable for Ultrasonic instruments			<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
			Siehe Seite See page		
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), schwere Ausführung Footswitch, double (red / black), heavy version			<b>15</b>	<b>770S0116</b>	<b>700S0016</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), leichte Ausführung Footswitch, double (red / black), light version			<b>15</b>	<b>770S0109</b>	<b>700S0009</b>
			Siehe Seite See page	Version	Best-Nr. Order No.
Wartungset 1 für 5 mm Instrumente Maintenance set 1 for 5 mm Instruments			<b>14</b>	<b>DE</b> <b>EN</b> <b>RU</b>	<b>678K0100</b> <b>678K0101</b> <b>678K0102</b>
Ersatzmesser für 5 mm Instrumente Spare blade for 5 mm Instruments					<b>678S0210</b>

**SÖRING Ultraschall-Schere, 5 mm x 300 mm, 96-K20****SÖRING Ultrasonic-scissor, 5 mm x 300 mm, 96-K20**

Kompatibilität: SONOCA-190 / -300 / -400  
 Compatibility:





Best.-Nr: **96-K20**  
 Order No:

Frequenz <i>Frequency</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Außen-Ø <i>Outer-Ø</i>	Trokar-Ø <i>Trocar-Ø</i>	Aktivierung <i>Activation</i>
<b>55 kHz</b>	<b>274 g</b>	<b>300 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>6 mm</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente <i>Connective cable for Ultrasonic instruments</i>			Länge <i>Length</i>		
			<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), schwere Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), heavy version</i>			Siehe Seite <i>See page</i>		
			<b>15</b>	<b>770S0116</b>	<b>700S0016</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), leichte Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), light version</i>			Siehe Seite <i>See page</i>	Version	Best.-Nr. <i>Order No.</i>
Wartungset 1 für 5 mm Instrumente <i>Maintenance set 1 for 5 mm Instruments</i>			<b>14</b>	<b>DE</b> <b>EN</b> <b>RU</b>	<b>678K0100</b> <b>678K0101</b> <b>678K0102</b>
Ersatzmesser für 5 mm Instrumente <i>Spare blade for 5 mm Instruments</i>					<b>678S0210</b>

**SÖRING Ultraschall-Schere, 5 mm x 170 mm, 96-K21****SÖRING Ultrasonic-scissor, 5 mm x 170 mm, 96-K21**

Kompatibilität: SONOCA-190 / -300 / -400  
 Compatibility:





Best.-Nr: **96-K21**  
 Order No:

Frequenz <i>Frequency</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Außen-Ø <i>Outer-Ø</i>	Aktivierung <i>Activation</i>
<b>55 kHz</b>	<b>261 g</b>	<b>170 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente <i>Connective cable for Ultrasonic instruments</i>		Länge <i>Length</i>		
		<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), schwere Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), heavy version</i>		Siehe Seite <i>See page</i>		
		<b>15</b>	<b>770S0116</b>	<b>700S0016</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), leichte Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), light version</i>		<b>15</b>	<b>770S0109</b>	<b>700S0009</b>
Wartungset 1 für 5 mm Instrumente <i>Maintenance set 1 for 5 mm Instruments</i>		Siehe Seite <i>See page</i>	Version	Best.-Nr. <i>Order No.</i>
		<b>14</b>	<b>DE</b> <b>EN</b> <b>RU</b>	<b>678K0100</b> <b>678K0101</b> <b>678K0102</b>
Ersatzmesser für 5 mm Instrumente <i>Spare blade for 5 mm Instruments</i>				<b>678S0210</b>

**SÖRING** Ultraschall-Schere, 5 mm x 75 mm, 96-K22**SÖRING** Ultrasonic-scissor, 5 mm x 75 mm, 96-K22

Kompatibilität: SONOCA-190 / -300 / -400  
 Compatibility:





Best.-Nr: **96-K22**  
 Order No:

Frequenz <i>Frequency</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Außen-Ø <i>Outer-Ø</i>	Aktivierung <i>Activation</i>
<b>55 kHz</b>	<b>251 g</b>	<b>75 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente <i>Connective cable for Ultrasonic instruments</i>		Länge <i>Length</i>		
		<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), schwere Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), heavy version</i>		Siehe Seite <i>See page</i>		
		<b>15</b>	<b>770S0116</b>	<b>700S0016</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), leichte Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), light version</i>		Siehe Seite <i>See page</i>	Version	Best-Nr. <i>Order No.</i>
Wartungset 1 für 5 mm Instrumente <i>Maintenance set 1 for 5 mm Instruments</i>		<b>14</b>	<b>DE</b> <b>EN</b> <b>RU</b>	<b>678K0100</b> <b>678K0101</b> <b>678K0102</b>
Ersatzmesser für 5 mm Instrumente <i>Spare blade for 5 mm Instruments</i>				<b>678S0210</b>

**SÖRING Ultraschall-Haken, 5 mm x 300 mm, 96-K30****SÖRING Ultrasonic-hook, 5 mm x 300 mm, 96-K30**

Kompatibilität: SONOCA-190 / -300 / -400  
 Compatibility:





Best.-Nr: **96-K30**  
 Order No:

Frequenz <i>Frequency</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Außen-Ø <i>Outer-Ø</i>	Trocar-Ø <i>Trocar-Ø</i>	Aktivierung <i>Activation</i>
<b>55 kHz</b>	<b>178 g</b>	<b>300 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>6 mm</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>
			Länge <i>Length</i>		
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente <i>Connective cable for Ultrasonic instruments</i>			<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
			Siehe Seite <i>See page</i>		
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), schwere Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), heavy version</i>			<b>15</b>	<b>770S0116</b>	<b>700S0016</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), leichte Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), light version</i>			<b>15</b>	<b>770S0109</b>	<b>700S0009</b>
			Siehe Seite <i>See page</i>	Version	Best.-Nr. <i>Order No.</i>
Wartungset 1 für 5 mm Instrumente <i>Maintenance set 1 for 5 mm Instruments</i>			<b>14</b>	<b>DE</b> <b>EN</b> <b>RU</b>	<b>678K0100</b> <b>678K0101</b> <b>678K0102</b>
Ersatzhaken für 5 mm Instrumente <i>Spare hook for 5 mm Instruments</i>					<b>678S0300</b>

**SÖRING Ultraschall-Haken, 5 mm x 170 mm, 96-K31****SÖRING Ultrasonic-hook, 5 mm x 170 mm, 96-K31**

Kompatibilität: SONOCA-190 / -300 / -400  
 Compatibility:

Best.-Nr: **96-K31**  
 Order No:

Frequenz <i>Frequency</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Außen-Ø <i>Outer-Ø</i>	Aktivierung <i>Activation</i>
<b>55 kHz</b>	<b>165 g</b>	<b>170 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente <i>Connective cable for Ultrasonic instruments</i>		Länge <i>Length</i>		
		<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), schwere Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), heavy version</i>		Siehe Seite <i>See page</i>		
		<b>15</b>	<b>770S0116</b>	<b>700S0016</b>
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz), leichte Ausführung <i>Footswitch, double (red / black), light version</i>				
		<b>15</b>	<b>770S0109</b>	<b>700S0009</b>
Wartungset 1 für 5 mm Instrumente <i>Maintenance set 1 for 5 mm Instruments</i>		Siehe Seite <i>See page</i>	Version	Best.-Nr. <i>Order No.</i>
		<b>14</b>	<b>DE</b>	<b>678K0100</b>
			<b>EN</b>	<b>678K0101</b>
			<b>RU</b>	<b>678K0102</b>
Ersatzhaken für 5 mm Instrumente <i>Spare hook for 5 mm Instruments</i>				<b>678S0300</b>

**SÖRING Ultraschall-Schere, 10 mm x 300 mm, 96-Ko1****SÖRING Ultrasonic-scissor, 10 mm x 300 mm, 96-Ko1**Kompatibilität / *Compatibility*: SONOCA-190 / -300 / -400Best.-Nr / *Order No.*: **96-Ko1**

Frequenz / <i>Frequency</i>	Gewicht / <i>Weight</i>	Arbeitslg. / <i>Work. length</i>	Außen-Ø / <i>Outer-Ø</i>	Trokar-Ø / <i>Trocar-Ø</i>
<b>55 kHz</b>	<b>305 g</b>	<b>300 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>11 mm</b>
				Siehe Seite / <i>see page</i>
Anschlusskabel / <i>Connective cable</i>				<b>18</b>
Fußschalter / <i>Footswitch</i>				<b>15</b>

**SÖRING Ultraschall-Schere, 10 mm x 170 mm, 96-Ko2****SÖRING Ultrasonic-scissor, 10 mm x 170 mm, 96-Ko2**Kompatibilität / *Compatibility*: SONOCA-190 / -300 / -400Best.-Nr / *Order No.*: **96-Ko2**

Frequenz / <i>Frequency</i>	Gewicht / <i>Weight</i>	Arbeitslänge / <i>Working. length</i>	Außen-Ø / <i>Outer-Ø</i>
<b>55 kHz</b>	<b>278 g</b>	<b>170 mm</b>	<b>10 mm</b>
			Siehe Seite / <i>see page</i>
Anschlusskabel / <i>Connective cable</i>			<b>18</b>
Fußschalter / <i>Footswitch</i>			<b>15</b>

**SÖRING Ultraschall-Haken, 10 mm x 300 mm, 96-K10****SÖRING Ultrasonic-hook, 10 mm x 300 mm, 96-K10**Kompatibilität / *Compatibility*: SONOCA-190 / -300 / -400Best.-Nr / *Order No.*: **96-K10**

Frequenz / <i>Frequency</i>	Gewicht / <i>Weight</i>	Arbeitslg. / <i>Work. length</i>	Außen-Ø / <i>Outer-Ø</i>	Trokar-Ø / <i>Trocar-Ø</i>
<b>55 kHz</b>	<b>278 g</b>	<b>300 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>11 mm</b>
				Siehe Seite / <i>see page</i>
Anschlusskabel / <i>Connective cable</i>				<b>18</b>
Fußschalter / <i>Footswitch</i>				<b>15</b>

**SÖRING Ultraschall-Haken, 10 mm x 170 mm, 96-K11****SÖRING Ultrasonic-hook, 10 mm x 170 mm, 96-K11**Kompatibilität / *Compatibility*: SONOCA-190 / -300 / -400Best.-Nr / *Order No.*: **96-K11**

Frequenz / <i>Frequency</i>	Gewicht / <i>Weight</i>	Arbeitslänge / <i>Working. length</i>	Außen-Ø / <i>Outer-Ø</i>
<b>55 kHz</b>	<b>278 g</b>	<b>170 mm</b>	<b>10 mm</b>
			Siehe Seite / <i>see page</i>
Anschlusskabel / <i>Connective cable</i>			<b>18</b>
Fußschalter / <i>Footswitch</i>			<b>15</b>


## Lagerungs und Sterilisationslösungen

### Storage and Sterilisation Solutions

Edelstahlsieb, Voll-Euro, mit Bodenleisten  
*Stainless steel sieve, full-euro, with silicone straps*

Abmessungen: (B x T x H) 480 x 240 x 50 mm  
*Dimensions: (W x D x H)*

Verwendbar für: 96-K21 / 96-K22 / 96-K31 /  
*Usable for:* 96-K02 / 96-K11



Best-Nr.  
*Order No.*

**610S0110**

Edelstahlsieb, mit Bodenleisten – SONDERGRÖßE  
*Stainless steel sieve, with silicone straps – SPECIAL SIZE*

Abmessungen: (B x T x H) 540 x 240 x 50 mm  
*Dimensions: (W x D x H)*

Verwendbar für: 96-K20 / 96-K30 / 96-K01 /  
*Usable for:* 96-K10



Best-Nr.  
*Order No.*

**678S0100**

Spülkappe für 5 mm Instrumente  
*Irrigation cap for 5 mm instruments*











Best-Nr.  
*Order No.*

**612N0102**





## Wartungszubehör

## Maintenance accessories

		Version	Best-Nr. Order No.
Wartungset 1 für 5 mm Instrumente ▪ Enthält: je 1 x 678N0001 / 790N0069 / 678S0226 / 678S0227 / 790N0062 / 790N0014 + 1 x pu 510N0045 / 510N0049  <i>Maintenance set 1 for 5 mm instruments</i> ▪ Contains: each 1 x 678N0001 / 790N0069 / 678S0226 / 678S0227 / 790N0062 / 790N0014 + 1 x VE 510N0045 / 510N0049		DE EN RU	678K0100 678K00101 678K0102
Reinigungsbürste  <i>Cleaning brush</i>			678N0001
Silikonöl, medizinisch, 50 ml  <i>Silicon oil, medical grade, 50 ml</i>			790N0069
Dämpfungsring-Applikator 1 (grün) <i>Applicator for damping ring 1 (green)</i>			678S0226
Dämpfungsring-Applikator 2 (blau) <i>Applicator for damping ring 2 (blue)</i>			678S0227
		VE / pu	
Dämpfungsring 1 <i>Damping ring 1</i>		10	510N0045
Dämpfungsring 2 <i>Damping ring 2</i>		5	510N0049
Maulschlüssel 3/2 <i>Wrench 3/2</i>			790N0062
Maulschlüssel 4/5 <i>Wrench 4/5</i>			790N0014




## Fußschalter

*Footswitches*

Fußschalter, doppelt (rot / schwarz) – Schwere Ausführung			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zur Aktiv. von Ultraschall Instrumenten</li> <li>▪ Schwarz: eingestellte Leistung</li> <li>▪ Rot: Maximalleistung</li> <li>▪ Klassifiziert IPX8/AP</li> </ul>		<b>77oSo116</b>	<b>77oSo016</b>
<i>Footswitch, double (red / black) – heavy version</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Needed for activ. of Ultrasonic instruments</i></li> <li>▪ <i>Black: adjusted power</i></li> <li>▪ <i>Red: maximum power</i></li> <li>▪ <i>Classified IPX8/AP</i></li> </ul>			
Fußschalter, doppelt (rot / schwarz) – leichte Ausführung			
<i>Footswitch, double (red / black) – light version</i>		<b>77oSo109</b>	<b>77oSo009</b>




## Gerätewagen und Zubehör

### Trolleys and Accessories

		Best-Nr. Order No.
<p>Trolley uni-cart S-190, komplett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mit Ablageboden, Korb und Fußschalterhalter</li> <li>▪ Höhe: 880 mm</li> <li>▪ Rollendurchmesser: 100 mm</li> </ul> <p><i>Trolley uni-cart S-190, complete</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>With shelf board, basket and footswitch holder</i></li> <li>▪ <i>Height: 880 mm</i></li> <li>▪ <i>Wheel diameter: 100 mm</i></li> </ul>		700S0097
<p>Schubladenblock</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zusätzlicher Schubladenblock mit Ablageboden</li> <li>▪ B x T: 400 mm x 360 mm</li> </ul> <p><i>Drawer block</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Additional drawer block with shelf board</i></li> <li>▪ <i>W x D: 400 mm x 360 mm</i></li> </ul>		700N0020
<p>Trolley Ablagekorb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für 700S0097, inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul> <p><i>Trolley basket</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>For 700S0097, incl. mounting material</i></li> </ul>		700N0021
<p>Trolley Ablagekorb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für 700S0097, inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul> <p><i>Trolley basket</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>For 700S0097, incl. mounting material</i></li> </ul>		700N0022





## Gerätewagen und Zubehör



*Trolleys and Accessories*

	Best-Nr. Order No.	
Anbau-Normschiensenset 390mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul> <i>Side standard runner 390 mm</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>incl. mounting material</i></li> </ul>		
	<b>700N0042</b>	
	Typ / Type <b>M</b>	Typ / Type <b>S</b>
Schienenklemme für Normschiene <ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Anbringen von z.B. Absaugflaschen an die Normschiene</li> </ul> <i>Clamp for standard runner</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>To mount e.g. aspiration bottle to standard runner</i></li> </ul>	<b>MEDELA</b>  <b>300N0122</b>	<b>SERRES</b>  <b>300N0323</b>
		Best-Nr. Order No.
Fußschalter- / Kabelhalter <ul style="list-style-type: none"> <li>Inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul> <i>Footswitch / Cable holder</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>incl. mounting material</i></li> </ul>		
	<b>700N0101</b>	
		Best-Nr. Order No.
Gelenkarm 900 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>inkl. Montageklemme für Normschiene und Kabelführungsklammern</li> </ul> <i>Jointed arm 900 mm</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>incl. clamp for standard runner and cable leads</i></li> </ul>		
	<b>700N0043</b>	

## Kabel und weiteres Zubehör

### Cables and further Accessories

		Länge Length	Best-Nr. Order No.
Potentialausgleichskabel <i>Earthing cable</i>		5000 mm	200N0008
Netzleitung <i>Power cable</i>		Netzanschluß <i>Mains connector</i>	Best-Nr. Order No.
		Deutschland <i>Germany</i>	200N0023
		England <i>Great Britain</i>	200N0006
		USA/Kanada <i>USA / Canada</i>	200N0007
Weitere auf Anfrage! <i>Further on request</i>			

	Länge Length		
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente <i>Connective cable for Ultrasonic instruments</i>	5 m	240K0194	240K0094

## Prüfmittel

### Test equipment

Best-Nr.  
Order No.

#### Kabeltester

- Zur Überprüfung sämtlicher SÖRING Anschlusskabel und weiterem Zubehör (z.B. Ultraschallkabel, Fußschalter, HF-Kabel)

95-000

#### Cable Testing Device

- To test all SÖRING connective cables and further accessories (e.g. Ultrasonic cable, footswitches, RF-cable)







[www.soering.com](http://www.soering.com)

Söring GmbH

Justus-von-Liebig-Ring 2

TEL: +49 (0) 4106-61 00-0 FAX: +49 (0) 4106-61 00-10

EMAIL: [info@soering.com](mailto:info@soering.com) [www.soering.com](http://www.soering.com)



## TECHNOLOGY

ultrasonic dissection

cold plasma coagulation

electro surgery

electro surgery with inert gas



## INNOVATIVE SURGERY



## APPLICATIONS

neuro surgery

general surgery

minimal invasive surgery (MIS)

plastic surgery

wound treatment